


Braun ThermoScan® Hygiene Caps

LF40EULA01

Für präzise und hygienischere Temperaturüberwachung.

Braun Einweg Hygiene Caps ermöglichen präzise und hygienische Temperaturmessungen. Es ist wichtig, Hygiene-Caps nach jeder Messung auszutauschen. Die Einweg-Hygiene-Caps sorgen für eine hygienische Verwendung und beseitigen Kreuzkontamination praktisch vollständig, ohne dass der Sensor gereinigt oder desinfiziert werden muss. Außerdem wird durch Verwendung von neuen Braun Hygiene-Caps bei jeder Messung verhindert, dass sich Schmutz oder Ohrenschmalz ansammelt und das Sensorfenster verstopft, was zu ungenauen Temperaturmessungen führen könnte.

Hygiene Caps können an allen Modellen von Braun ThermoScan® IRT-Ohrthermometern verwendet werden.



Verpackungsinhalt

40x Hygiene Caps

Produkt-Highlights



Kompatibilität mit Ohrthermometern

Geeignet für alle Braun ThermoScan® Ohrthermometer.



Sicher und Hygienisch

Hygiene Caps schützen die Thermometerlinse vor Kratzern und Verunreinigungen, die die Messwerte beeinträchtigen könnten.



Keine Kreuzkontamination

Die Schutzkappen stellen eine hygienische Messung sicher und verringern das Risiko von Kreuzkontaminationen.



BPA- und Latexfrei

Das Produkt enthält weder BPA-Kunststoff noch Latex.



Technische Informationen LF40EULA01

	Menge	Gewicht (kg)	Größe (mm)	EAN-Code	PZN
Einzelverpackung		0.05	52 x 34 x 12	04022167400062	7437651
Verpackungsgröße des Umkartons	6	0.23		24022167400066	
Anzahl der Lagen	432	1.689	64 x 79 x 148	14022167400069	
Anzahl der Verpackungen pro Lage	EU : 4 UK: 2				
Palette	EU : 2 UK: 3				
Einzelverpackung	EU: 3456 UK: 2592		EU: 120 x 80 x 195 UK: 57.5 x 74 x 44.5		

Braun Healthcare



ThermoScan® ist eine eingetragene Marke von Helen of Troy Limited und/oder angeschlossener Unternehmen.

Bestimmte Marken werden unter der Lizenz von The Procter & Gamble Company oder angeschlossener Unternehmen verwendet.

© 2025, Alle Rechte vorbehalten.



Kaz Europe Sàrl
A Helen of Troy Company
Q-Center, Chaux 4

CH-1030 Bussigny - Switzerland

Phone: +41 21 644 01 10

Fax: +41 21 644 01 11

Website: www.HelenofTroy.com/emea-en/